

定量吸入器衛教單

壹、為什麼要吸藥？

可使支氣管擴張以止喘或控制呼吸道發炎。

貳、吸入型定量噴霧器：

一、常用藥品：

				
Alvesco 保衛康治喘樂	Berotec N 備勞喘	Foster 肺舒坦	Seretide 使肺泰	Ventolin 泛得林

二、吸藥輔助器種類（無法配合吸藥動作時適用）

			
成人咬嘴式	成人面罩式	小孩面罩式	幼兒面罩式

輔助器後面的橡膠，勿在自來水下大力沖洗，乾燥後再把背後橡膠裝回原位。

參、正確使用方法：

					
1. 移除蓋子	2. 藥瓶上下搖晃，使藥物均勻	3. 接上延伸管或輔助器	4. 先呼氣	5. 口含延伸管按下定量噴霧器開始吸飽氣，閉氣5-10秒	6. 若需第二劑時，須間隔30秒

肆、如何知道藥物剩餘量？

- 一、藥瓶上有計數器可供判斷。
- 二、自動記錄每日用藥次數。



伍、可能副作用/處置方法：

- 一、若症狀持續數日或嚴重時，請停藥並立即就醫或與醫師連絡。
- 二、可能副作用：腸胃蠕動失調(如便秘、腹瀉及嘔吐)、視力模糊、咳嗽、頭暈、口乾及頭痛等。
- 三、可能過敏反應：皮膚疹、搔癢症，舌頭、嘴唇與臉部的血管水腫、蕁麻疹等。

陸、吸藥時注意事項：

- 一、使用前，了解噴霧劑正確操作方法。
- 二、經常檢查藥物剩餘量。
- 三、定期用水沖洗輔助器，使其風乾。
- 四、不使用時，請將此產品放在通風乾燥之處。

