

蟯蟲卵採檢說明

- 蟯蟲常在夜間爬行肛門周圍排卵,在早上起床後立即採卵,效果最好(請在 晨起沐浴及大便前粘取)。
- 期開浮貼膠紙,用上膠面(即藍色圓圈),對準肛門,以手指用力壓貼,重新 粘上浮貼膠紙,即完成採樣。
- 3. 以同樣方法,第二日再作一次。
- 4. 二日採樣完成,一併放入小封套。
- 5. 再連同檢驗單立即送至抽血櫃檯,非上班期間請送到七樓檢驗醫學科。

注意事項:

- ●請將收集好之檢體,儘速送交抽血櫃台,非上班期間請送到七樓檢驗醫學科。
- 2如有疑問或不清楚之處,請撥電話詢問。

詢問時間:星期一至星期六 上午8:00-23:00

詢問電話:(02) 2431-3131 轉 2649、2650 (檢驗室)

編號: PP0401-RP01