

附件一

1. Anti-ENA Screen 試劑更換前後差異

Anti-ENA Screen 試劑	可偵測特異性抗體種類(數量)
更新前	U1RNP、SS-A/RO、SS-B/LA、Centromere B、Scl-70、Jo-1 與 Sm 蛋白 (7 項)
更新後	U1RNP、SS-A/RO、SS-B/LA、Centromere B、Scl-70、Jo-1、Fibrillarin、RNA Pol III、Rib-P、PM-Scl、PCNA、Mi-2 蛋白、Sm 蛋白與 DNA (14 項)

2. 新舊試劑定性結果比較，一致性 100%

項次	舊試劑	新試劑	差值	判讀
1	Positive 9.8	Positive 1.48	-8.32	一致
2	Positive 8.7	Positive 1.25	-7.45	一致
3	Positive 26	Positive 25	-1	一致
4	Positive 11	Positive 1.59	-9.41	一致
5	Positive 3.8	Positive 11	7.2	一致
6	Positive 5.0	Positive 1.85	-3.15	一致
7	Positive >32	Positive 24	-8	一致
8	Positive 12	Positive 6.11	-5.89	一致
9	Positive 2.4	Positive 1.11	-1.29	一致
10	Positive 4.3	Positive 4.43	0.13	一致
11	Negative 0.1	Negative <0.03	-0.07	一致
12	Negative<0.07	Negative<0.03	-0.04	一致
13	Negative 0.1	Negative<0.03	-0.07	一致
14	Negative 0.1	Negative<0.03	-0.07	一致
15	Negative 0.1	Negative 0.14	0.04	一致
16	Negative 0.1	Negative 0.22	0.12	一致
17	Negative 0.1	Negative 0.22	0.12	一致
18	Negative 0.1	Negative 0.22	0.12	一致
19	Negative 0.2	Negative<0.03	-0.17	一致
20	Negative0.1	Negative 0.22	0.12	一致

3. 新舊試劑定量相關性比對：

