

附件二

Amylase				項目查詢
檢驗項目	Amylase	檢驗代號	L72-336	
中文名稱	澱粉酶	檢驗方法	BG5P 基質法	
檢體別	B(血液)		BG5P 基質法	
採檢容器	金黃蓋採血管(SST) ; 金黃蓋採血管(SST)-雲林OPD	檢驗效能	請參閱	
檢體量	金黃蓋 1-5ml 淺綠蓋 1-3ml	參考值	44-132	
收檢時間	24小時收檢	單位	U/L	
操作時間	週一~週日	健保編號	09017C	
報告核發	操作日當天	健保點數	50	
		自費	50	
採檢/送檢注意事項	可補驗:2天	備註	無	
操作組別	生化血清組/雲林檢驗醫學科	聯絡電話	嘉義(405)2256、雲林(406)2257	
更新日期	2024/07/02			
可否代檢	否	退件說明	溶血2+	
可否加做	是			
加做時限	2天	檢驗後保存條件	2-8°C	
干擾物質說明	Amylase的來源除了胰臟以外還有唾液腺也會分泌，所以有唾液腺發炎，如有腮腺炎時，血液中Amylase濃度也會上升。Amylase於酸性尿中不穩定，須儘速進行測定。	檢驗後保存天數	7天	
<b>臨床意義</b> Amylase上昇： 腮腺炎、胰臟炎、腸阻塞或梗塞、腸絞扼、子宮外孕、內臟穿孔，所有種類的膽管疾病、糖尿病性酮酸中毒、胰臟囊腫及假性囊腫、腹膜炎、巨澱粉酶血症、部分肺及卵巢腫瘤、腎衰竭、ERCP、腹腔創傷、頭部受傷、病毒感染、手術後病人及alcohol。 Amylase下降： 胰臟機能不全、進階性囊腫纖維化、嚴重的肝病。				

## Amylase

項目查詢

檢驗項目	Amylase	檢驗代號	L72-508*
中文名稱	血液澱粉酶	檢驗方法	BG5P 基質法
檢體別	B(血液)		
採檢容器	迷彩綠蓋採血管(※請洽檢驗室)；淺綠蓋採血管；淺綠蓋採血管(雲林OPD)	檢驗效能	請參閱
檢體量	金黃蓋 1-5ml 淺綠蓋 1-3ml	參考值	44-132
收檢時間	24小時收檢	單位	U/L
操作時間	週一~週日 急：隨到隨做	健保編號	09017C
報告核發	ER30分鐘/急件1小時	健保點數	50
		自費	100
採檢/送檢注意事項	可補驗: 2天	備註	無
操作組別	嘉義生化血清組/雲林檢驗醫學科	聯絡電話	嘉義(405)2259、雲林(406)2257
更新日期	2024/07/02		
可否代檢	是	退件說明	溶血2+
可否加做	是		
加做時限	2天	檢驗後保存條件	2-8°C
干擾物質說明	Amylase的來源除了胰臟以外還有唾液腺也會分泌，所以有唾液腺發炎，如有腮腺炎時，血液中Amylase濃度也會上升。Amylase於酸性尿中不穩定，須儘速進行測定。	檢驗後保存天數	7天
<b>臨床意義</b> Amylase上昇： 腮腺炎、胰臟炎、腸阻塞或梗塞、腸絞扼、子宮外孕、內臟穿孔，所有種類的膽管疾病、糖尿病性酮酸中毒、胰臟囊腫及假性囊腫、腹膜炎、巨澱粉酶血症、部分肺及卵巢腫瘤、腎衰竭、ERCP、腹腔創傷、頭部受傷、病毒感染、手術後病人及alcohol。 Amylase下降：胰臟機能不全、進階性囊腫纖維化、嚴重的肝病。			

## Amylase

項目查詢

檢驗項目	Amylase	檢驗代號	L72-337
中文名稱	澱粉酶(尿)	檢驗方法	BG5P 基質法
檢體別	U(尿液)		
採檢容器	無菌試管；藍蓋塑膠尖底試管	檢驗效能	請參閱
檢體量	1-10ml	參考值	50-500
收檢時間	24小時收檢	單位	U/L
操作時間	週一~週六	健保編號	09017C
報告核發	操作日當天	健保點數	50
		自費	50
採檢/送檢注意事項	收集24小時尿液及記錄總量才可比對參考值	備註	
操作組別	生化血清	聯絡電話	2256
更新日期	2023/07/20		
可否代檢	否	退件說明	
可否加做	是		
加做時限		檢驗後保存條件	4°C保存
干擾物質說明	Amylase的來源除了胰臟以外還有唾液腺也會分泌，所以有唾液腺發炎，如有腮腺炎時，血液中Amylase濃度也會上升。Amylase於酸性尿中不穩定，須儘速進行測定。	檢驗後保存天數	7天
<b>臨床意義</b> Amylase上昇： 參照serum的值，但在腎衰竭和巨澱粉酶血症時其值為normal或low，尿液amylase持續上昇兩個禮拜，表示急性胰臟炎的episode及假性囊腫的形成。			

## Amylase

項目查詢

檢驗項目	Amylase	檢驗代號	L72-509*
中文名稱	尿液澱粉酶	檢驗方法	BG5P 基質法
檢體別	U(尿液)		
採檢容器	尖底試管或尿杯；藍蓋塑膠尖底試管	檢驗效能	請參閱
檢體量	1-10 mL	參考值	50-500
收檢時間	24小時收檢	單位	U/L
操作時間	週一~週日急：隨到隨做	健保編號	09017C
報告核發	ER30分鐘/急單1小時	健保點數	50
		自費	100
採檢/送檢注意事項	無	備註	無
操作組別	生化血清組	聯絡電話	2259
更新日期	2023/07/20		
可否代檢	否	退件說明	溶血2+
可否加做	是		
加做時限		檢驗後保存條件	2-8度
干擾物質說明	Amylase的來源除了胰臟以外還有唾液腺也會分泌，所以有唾液腺發炎，如有腮腺炎時，血液中Amylase濃度也會上升。Amylase於酸性尿中不穩定，須儘速進行測定。	檢驗後保存天數	7天
<b>臨床意義</b> Amylase上昇： 參照serum的值，但在腎衰竭和巨澱粉酶血症時其值為normal或low，尿液amylase持續上昇兩個禮拜，表示急性胰臟炎的episode及假性囊腫的形成。			