

紫質 Porphyrin & 糞紫質 Coproporphyrin 採檢注意事項

一、注意事項

1. 先將尿液解於塑膠尿杯中至少 10cc 以上(若同時測兩項則需 20cc 以上)。
2. 立即將尿液以吸管(或用傾倒方式)倒入檢驗室所發給尿液試管(一管至少 10cc)。
3. 將整支尿液試管放入避光袋包裹起來避光，立即送至抽血檢驗室。

二、諮詢服務電話(週一~週五 08:30~17:00)

林口院區：(03)3281200 轉 2540、2527
基隆院區：(02)24313131 轉 2649、2650
基隆情人湖院區：(02)24329292 轉 2230、2231
嘉義院區：(05)3621000 轉 2150、2253
雲林院區：(05)6915151 轉 2185
高雄院區：(07)7317123 轉 2573、2552
桃園分院：(03)3196200 轉 2051、2053
土城院區：(02)22630588 轉 2858
台北院區：(02)27135211 轉 3655、3651

長庚醫療財團法人檢驗醫學部編製
本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售。
著作權人：長庚醫療財團法人
32K L241 2021 年
本院全球資訊網網址 <https://www.cgmh.org.tw/>

