

精液採檢注意事項

一、注意事項

採檢前應禁慾三天。

1. 可以手淫方式將一次全量的精液檢體，收集至檢驗室所給的無菌塑膠收集盒中(採檢時不可使用保險套)。
2. 檢體應保存在室溫(20-30°C)，不可冷藏或加溫。
3. 採檢後請在檢驗單上註明採檢時間(月 日 時 分)，並於三十分鐘內送達檢驗室。
4. 本採檢注意事項及回覆單於勾選後須連同檢體盡速送達抽血檢驗室。

二、回覆單

(一)由病人自行填寫

1. 姓名：_____ 病歷號碼_____ 出生年月日_____
2. 結紮：是 否
3. 採檢前禁慾：1天 2天 3天 4天 5天 6天 7天 超過7天
4. 採檢方式：手淫 其他(請敘述)：_____
5. 採檢量：一次全量的精液 有遺漏約：_____ mL
6. 採檢時間：_____年_____月_____日_____時_____分

(二)以下由收檢體及檢驗人員填寫

1. 回覆單是否填寫完備：是 否
2. 收檢時間：_____年_____月_____日_____時_____分
3. 液化時間：_____年_____月_____日_____時_____分
4. 分析時間：_____年_____月_____日_____時_____分

三、諮詢服務電話(週一~週五 08:30~17:00)

林口院區：(03)3281200 轉 2540、2527、基隆院區：(02)24313131 轉 2649、2650
基隆情人湖院區：(02)24329292 轉 2230、2231
嘉義院區：(05)3621000 轉 2150、2253、雲林院區：(05)6915151 轉 2185
高雄院區：(07)7317123 轉 2573、2552、桃園分院：(03)3196200 轉 2051、2053
土城院區：(02)22630588 轉 2858、台北院區：(02)27135211 轉 3655、3651

長庚醫療財團法人檢驗醫學部編製

本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售。

著作權人：長庚醫療財團法人

32K L239 2021年

本院全球資訊網網址 <https://www.cgmh.org.tw/>

