



Porphyrin & Coproporphyrin 採檢說明

1. 先將尿液解於塑膠尿杯中至少10cc以上(若同時測兩項則需20cc以上)
2. 立即將尿液以吸管(或用傾倒方式)倒入檢驗室所發給尿液試管(一管至少10cc)
3. 以錫箔紙將整支尿液試管包裹起來避光

注意事項：

❶ 收集好的檢體必須當日上班時間送到抽血櫃台，非上班期間請送到七樓檢驗醫學科。

❷ 如有疑問或不清楚之處，請撥電話詢問。

詢問時間：星期一至星期六 上午8：00-23：00

詢問電話：(02) 2431-3131 轉 2649、2650 (檢驗室)

長庚紀念醫院檢驗醫學科 啟

編號：PP0401-RG01